


FOREO



ISSA™ 2

PRIMA PERIUȚĂ
SONICĂ DIN
SILICON DIN LUME



MANUAL DE UTILIZARE COMPLET



INTRODUCERE

Felicitări pentru efectuarea primului pas către un zâmbet mai alb și mai strălucitor prin obținerea dispozitivului ISSA 2. Înainte să începeți să vă bucurați de toate beneficiile produsului de îngrijire dentală sofisticate și pline de stil din confortul casei dvs., acordați câteva momente pentru a citi cu atenție instrucțiunile din acest manual.

UTILIZARE PRECONIZATĂ: Pentru utilizare casnică, pentru promovarea igienei orale prin curățarea dinților și gingiilor.

Vă rugăm să **CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE** și să folosiți acest produs numai în scopul pentru care a fost conceput, astfel cum este descris în acest manual.


⚠ AVERTISMENT: Nu este permisă nicio modificare a acestui echipament.

PREZENTARE GENERALĂ ISSA 2

ISSA 2 combină tehnologia inovatoare și puterea de durată pentru a vă furniza o experiență de periere nemaîntâlnită. Cu silicon ultraigienic de uz medical și polimer PBT, capătul de periuță hibrid unic și pulsațiile T-Sonic lucrează împreună pentru a elimina placa dentară și masa delicat gingiile la 16 viteze ajustabile și **2X puterea**. Cu o durată de viață excepțional de mare a bateriei, o încărcare prin USB de 1 oră este suficientă pentru **până la 365 de zile** pentru ISSA 2, permițând curățarea grii în fiecare zi a anului!

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE DISPOZITIVUL DVS. ISSA 2

NOTĂ: ISSA 2 poate fi blocată atunci când este prima dată despachetată – deblocați aceasta apăsând butoanele + și -. Lumina se va aprinde apoi intermitent pentru a indica faptul că dispozitivul dvs. este deblocat.



CARACTERISTICI

BUTON PORNIT/OPRIT:

- Apăsați o dată pentru pornire, o dată pentru oprire
- După 3 minute, dispozitivul dvs. ISSA 2 se va opri automat pentru a preveni utilizarea excesivă

Comenzi pentru intensitate:

- Pentru a bloca și debloca comenzile, apăsați butoanele + și – în același timp
- 16 intensități pentru confort maxim: măriți sau reduceți intensitatea folosind butoanele + sau –
- Dispozitivul va reține preferințele dvs. pentru următoarea utilizare

Capăt de periuță hibrid - Perii din silicon și polimer PBT acționează eficient asupra plăcii dentare și delicat asupra gingiilor

Corp din silicon ultraigienic - Neporos pentru a preveni acumularea de bacterii

Lumină indicatoare - Vă spune când să treceți la o nouă zonă a gurii și când să încărcăți

Port de încărcare - Etanșează dispozitivul, făcându-l 100% impermeabil și utilizabil în duș

Încărcător USB - Încărcați oricând, oriunde folosind cablul USB

Geantă pentru transport - Manșonul de protecție păstrează dispozitivul ISSA 2 curat în timpul călătoriilor

MODUL DE UTILIZARE AL DISPOZITIVULUI ISSA 2

Nu schimbați rutina dvs. de periere, ci doar periuța de dinți!



1. Aplicați pastă de dinți - Utilizați cantitatea recomandată din pasta de dinți preferată.



2. Periați - Apăsați butonul central pentru a activa ISSA 2 și utilizați butoanele +/- pentru a ajusta intensitatea la setarea preferată. Periați-vă dinții prin mișcări circulare mari și apăsând ușor timp de 2 minute. ISSA 2 vă va indica să treceți la o nouă zonă a gurii o dată la 30 de secunde.



3. Clătiți - Opriți dispozitivul apăsând butonul central. Clătiți-vă gura și curățați ISSA 2 la robinet. Repetați de două ori pe zi pentru un zâmbet mai proaspăt, mai luminos!


4. Elementul pentru curățarea limbii (Atașament opțional) - Pentru o gură complet curată, înlocuiți capătul de periuță cu un element pentru curățarea limbii și utilizați mișcări verticale pentru a freca delicat limba.

ATENȚIE: Dacă simțiți orice disconfort la utilizarea dispozitivului dvs. FOREO, opriți imediat utilizarea și consultați un medic. Dacă găsiți sânge pe suprafața periuței, curățați dispozitivul cu săpun și apă.

CURĂȚAREA DISPOZITIVULUI DVS. ISSA 2

Curățați dispozitivul după fiecare utilizare spălând peria cu apă caldă și trecând degetele prin peri. Recomandăm utilizarea produsului Spray de curățare pentru silicon FOREO pe corpul periutei ISSA 2 și clătirea ulterioară cu apă caldă pentru rezultate optime. Lăsați dispozitivul să se usuce la aer. Nu recomandăm poziționarea dispozitivului ISSA 2 într-o cutie sanitară UV.

NOTĂ: Nu utilizați niciodată produse de curățare care conțin alcool, petrol sau acetonă. Evitați utilizarea pastelor de dinți cu înălbitor pe dispozitivul dvs.



ÎNLOCUIREA CAPĂTULUI PERIUȚEI ISSA 2 ÎNLĂȚURAȚI PRIN TRAGERE, ATAȘAȚI PRIN ÎMPINGERE

Toate capetele de periură ISSA sunt compatibile cu gama ISSA 2.

Pentru a înlocui un capăt de periură, asigurați-vă că ISSA 2 este oprită, și ridicați capătul periutei în sus pentru detașare. Având perii capătului de înlocuire orientați în față, aliniați orificiul central cu elementul din metal și împingeți în jos pentru atașare sigură.

Pentru eficiență maximă, recomandăm schimbarea capătului periutei ISSA 2 o dată la 6 luni. Fiecare capăt de periură *sensibil* și elementul pentru limbă ține până la 1 an.

Puteți comanda capetele de schimb pe www.foreo.com sau puteți contacta distribuitorul FOREO autorizat cel mai apropiat.

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI DVS. ISSA 2

Dacă pulsațiile par să aibă o putere diminuată sau dacă lumina indicatoare începe să se aprindă intermitent, e timpul să vă încărcați dispozitivul. Conectați firul de încărcare USB la orice priză timp de 1 oră. Când lumina indicatoare nu se mai aprinde intermitent ISSA 2 este încărcată complet.

ATENȚIE: Înainte de încărcare, asigurați-vă că portul de încărcare și încărcătorul nu conțin reziduuri de apă sau de pastă de dinți. NU utilizați dispozitivul FOREO în timpul încărcării și NU încărcați mai mult de 24 de ore. Utilizați numai cablul pentru încărcare USB furnizat de FOREO.

IMPORTANT

PENTRU SIGURANȚĂ OPTIMĂ:

- Consultați-vă medicul înainte de a utiliza ISSA 2 dacă aveți îngrijorări de natură medicală.
- Dacă urmați un tratament pentru orice afecțiune orală, consultați specialistul corespunzător înainte de utilizare.
- Dacă simțiți orice disconfort la utilizarea dispozitivului dvs. FOREO, opriți imediat utilizarea și consultați un medic.
- Evitați lăsarea dispozitivului în lumina directă a soarelui și nu expuneți acesta niciodată la călduri extreme sau la apă clocotită.
- Acest dispozitiv nu este conceput pentru copiii cu vârsta mai mică de 5 ani. Este necesară supravegherea atentă atunci când acest dispozitiv este utilizat de, pe, sau în apropiere de, copii. Trebuie asigurată o supraveghere corespunzătoare și trebuie furnizate instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță pentru copii, precum și pentru persoanele cu capacități fizice și psihice reduse.
- Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu dispozitivul.
- Opriți utilizarea dacă acest produs pare deteriorat în orice fel (capăt de periură, mâner, încărcător). Acest produs nu conține piese care necesită întreținere.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, acest echipament trebuie conectat numai la o rețea de alimentare cu împământare.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă este deteriorat.

DEPANARE

Trebuie luate măsuri de precauție în cazul în care există schimbări în ceea ce privește performanțele dispozitivului ISSA 2:

ISSA 2 nu este activat la apăsarea butonului central?

- Bateria este goală. Reîncărcați-vă dispozitivul ISSA 2.
- Interfața este blocată. Deblocați apăsând continuu în același timp butoanele + și –.

ISSA 2 nu poate fi oprit și/sau butoanele de interfață nu răspund?

- Microprocesorul nu funcționează corespunzător temporar. Conectați cablul de alimentare pentru a restaura funcționalitatea.

Lumina dispozitivului ISSA 2 nu se aprinde intermitent atunci când este conectat încărcătorul?

- Bateria este încărcată complet, pregătită pentru până la 365 de zile de periere.
- Bateria este descărcată și va necesita mai multe minute pentru a confirma cablul de încărcare conectat.
- Cablul de încărcare nu este conectat corespunzător. Verificați priza electrică/slotul USB și portul de încărcare.

Dispozitivul ISSA 2 a căzut în apă și portul de încărcare este ud?

- Uscați și continuați utilizarea. ISSA 2 este complet impermeabil și portul de încărcare este etanșat complet.

Dacă nu găsiți răspunsul la întrebarea dvs. specifică în secțiunea de depanare, sau dacă aveți alte întrebări privind funcționarea dispozitivului, accesați secțiunea Servicii clienți a site-ului www.foreo.com/support.

TERMENII ȘI CONDIȚIILE GARANȚIEI

ÎNREGISTRAȚI GARANȚIA

Pentru a activa Garanția dvs. limitată de 2 ani și Garanția de calitate de 10 ani, înregistrați numărul furnizat pe cardul magnetic FOREO la www.foreo.com/support.

GARANȚIE LIMITATĂ DE 2 ANI

FOREO garantează acest dispozitiv pentru o perioadă de DOI (2) ANI după data de achiziție originală împotriva defectelor de manoperă și materiale rezultate din utilizarea normală a dispozitivului. Garanția acoperă piesele de lucru care afectează funcționarea dispozitivului. NU acoperă deteriorarea cosmetică rezultată prin uzură obișnuită, sau daunele cauzate în mod accidental, prin utilizare necorespunzătoare sau din neglijență. Orice încercare de a deschide sau de a dezasambla dispozitivul (sau accesoriile aferente) va anula garanția.

Dacă descoperiți un defect și notificați FOREO în timpul perioadei de garanție, FOREO, la discreția sa, înlocui dispozitivul gratuit. Revendicările efectuate în baza garanției trebuie susținute prin dovezi rezonabile privind faptul că data revendicării este în perioada de garanție. Pentru a vă valida garanția, păstrați bonul original împreună cu aceste condiții de garanție pentru toată durata garanției.

Pentru a vă revendica garanția, trebuie să vă autentificați pe www.foreo.com și să selectați apoi opțiunea pentru revendicarea garanției. Costurile de expediere sunt nerambursabile. Această întreprindere este în plus pe lângă drepturile dvs. statutare în calitate de consumator și nu afectează în niciun fel drepturile respective.

GARANȚIE DE CALITATE DE 10 ANI

În continuarea condițiilor Garanției limitate de DOI (2) ani de la FOREO, Garanția de calitate de ZECE (10) ani face deținătorii eligibili pentru achiziționarea unui dispozitiv nou de pe www.foreo.com pentru 50% din prețul listat.

*Garanția limitată de 2 ani și garanția de calitate de 10 ani nu se aplică capetelor de periuță de schimb.

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA

Eliminarea echipamentelor electronice vechi (aplicabil în UE și în alte țări europene cu sisteme separate pentru colectarea deșeurilor). Simbolul de coș de gunoi tăiat cu un X indică faptul că acest dispozitiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer, ci trebuie adus la un punct de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Prin asigurarea faptului că acest dispozitiv este eliminat corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor care ar putea fi cauzate de gestionarea necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor va ajuta de asemenea la conservarea resurselor naturale.


Pentru informații suplimentare privind reciclarea dispozitivului dvs., contactați serviciul dvs. local pentru eliminarea deșeurilor sau locul de unde ați achiziționat produsul.



ELIMINAREA BATERIILOR

NOTĂ: Acest proces nu este reversibil. Deschiderea dispozitivului va anula garanția. Această acțiune trebuie efectuată numai atunci când dispozitivul este pregătit pentru eliminare.

Deoarece acest dispozitiv conține o baterie litiu-ion, bateria trebuie înlăturată înainte de eliminare și nu trebuie aruncată împreună cu deșeurile casnice. Pentru a înlătura bateria, detașați capătul periuței, trageți capacul din silicon, deschideți carcasa din plastic și înlăturați bateria care trebuie eliminată în conformitate cu regulamentele de mediu locale. Purtați mănuși în cadrul acestui proces pentru siguranța dvs. Instrucțiuni vizuale detaliate sunt furnizate mai jos:



SPECIFICAȚII

MATERIALE:	Silicon de uz medical + Polimer PBT
CULORI:	Pearl Pink / Mint / Cobalt Blue / Cool Black
DIMENSIUNE:	195 x 32,4 x 115 mm
GREUTATE:	77g
BATERIE:	Li-Ion 1000mA 3,7V
TIMP DE UTILIZARE:	Până la 365 de zile
FĂRĂ UTILIZARE:	180 zile
FRECVENȚĂ:	166 Hz
INTERFAȚĂ:	3 butoane
PULSAȚII/MIN:	Până la 11.000

CONDIȚII DE MEDIU PENTRU UTILIZARE:

Temperatură:	5° până la 40° Celsius
Umiditate:	40% - 80%
Presiune atmosferică:	800 - 1.060 hPa

CONDIȚII DE MEDIU

PENTRU DEPOZITARE ȘI EXPEDIERE:

Temperatură:	-10° până la 50° Celsius
Umiditate:	30% - 80%
Presiune atmosferică:	500 - 1.060 hPa

Precizare:

Persoanele care utilizează acest dispozitiv fac acest lucru pe risc propriu. FOREO și comercianții aferenți nu își asumă niciun fel de responsabilitate sau răspundere pentru vătămări sau daune, fizice sau de alt fel, rezultate, în mod direct sau indirect, din utilizarea acestui dispozitiv. Mai mult, FOREO își rezervă dreptul de a revizui această publicație și de a efectua modificări din când în când asupra conținutului acesteia fără obligația de a notifica orice persoane privind aceste revizui sau modificări.

Modelul poate fi schimbat pentru îmbunătățiri fără notificare.

©2017/2018 FOREO AB. TOATE DREPTURILE REZERVATE.
IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR ÎN UE: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SUECIA
IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR ÎN SUA: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, SUA
FABRICAT DE FOREO AB
PROIECTAT ȘI DEZVOLTAT DE FOREO SUECIA.

WWW.FOREO.COM