

FOREO



UFO™ mini

MASCĂ INTELIGENTĂ
ACTIVATĂ TERMIC PRIN LED



MANUAL DE UTILIZARE COMPLET



INTRODUCERE

Felicitări pentru efectuarea pasului către un nivel de frumusețe nemaivăzut prin achiziționarea dispozitivului UFO mini. Înainte să începeți să vă bucurați de toate beneficiile tehnologiei sofisticate pentru tratament facial din confortul casei dvs., acordați câteva momente pentru a citi cu atenție instrucțiunile din acest manual.

Vă rugăm să CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE și să folosiți acest produs numai în scopul pentru care a fost conceput, astfel cum este descris în acest manual.

⚠️ AVERTISMENT: NU ESTE PERMISĂ NICIO MODIFICARE A ACESTUI ECHIPAMENT.

PREZENTARE GENERALĂ UFO mini

Subțire, simplu și conceput să vă ajute să îl utilizați mai inteligent, UFO mini oferă un tratament facial complet indiferent dacă sunteți acasă sau pe drum. Acest dispozitiv aspectuos include tratament cu lumină LED și tratament termic delicat. Împreună cu pulsațiile T-Sonic, tehnologia inovatoare a UFO mini introduce esența tratamentului în mod profund în piele, pentru a obține un ten perfect pentru selfie în doar 90 de secunde.


AFLAȚI MAI MULTE DESPRE DISPOZITIVUL DVS. UFO mini



MASCĂ ACTIVATĂ PRIN UFO
Formulată în mod exclusiv pentru tehnologia UFO



APLICAȚIA FOREO
Sincronizează tratamente faciale preprogramate pe UFO mini în mod automat



SUPORT
Protejează și afișează dispozitivul dvs. UFO mini, ajutându-l în același timp să se usuce mai rapid



CABLU USB
Încărcați oricând, oriunde

MOD DE UTILIZARE

- 1 Descărcați aplicația FOREO.
- 2 Apăsați butonul pentru a porni dispozitivul UFO mini.
- 3 În aplicație, scanați codul de bare al măștii și urmați instrucțiunile.



Descărcați aplicația FOREO de aici



Scoateți inelul de fixare de pe UFO mini.



Scoateți masca activată prin UFO din pliculeț.



Fixați masca pe dispozitiv punând inelul de fixare în poziție, cu având logo-ul FOREO cu fața în sus.




Bucurați-vă de tratamentul dvs. facial inteligent.

ADĂUGAREA UNEI MĂȘTI NOI

Make My Day și Call It a Night sunt deja preprogramate în dispozitivul dvs. Orice alt tratament facial trebuie activat prin aplicație pentru prima dată. Apoi, tratamentul respectiv va putea fi accesat prin intermediul aplicației sau utilizând butonul universal.



Toate tratamentele faciale suplimentare*



*Nu toate măștile activate prin UFO sunt compatibile cu UFO mini

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI UFO FĂRĂ APLICAȚIE

- 1 Apăsați butonul pentru a porni dispozitivul UFO mini.
- 2 Apăsați încă o dată pentru a activa tratamentul Make My Day, de alte două ori pentru a activa tratamentul Call It a Night și așa mai departe pentru fiecare mască. De exemplu, dacă H2Overdose este în poziția 3 în aplicație, apăsați butonul universal pentru a porni dispozitivul UFO mini, apoi apăsați de 3 ori pentru a activa tratamentul H2Overdose.
- 3 Tratamentul va începe după 10 secunde de luminat intermitent cu culoare roz.

DORIȚI ȘI MAI MULTE?

Dacă un tratament UFO mini nu v-a fost de ajuns, apăsați butonul universal din nou în 30 de secunde după finalizarea tratamentului pentru a reinițializa același tratament!

APLICAȚIE

1 Începeți cu piele curată, uscată. Vă recomandăm să vă curățați mai întâi fața folosind dispozitivul LUNA pentru cele mai bune rezultate. Glisați în mod delicat dispozitivul UFO mini peste piele, distribuind uniform esența.

2 Utilizați dispozitivul UFO mini pentru a masa formula în piele printr-o mișcare circulară. Deplasați dispozitivul într-un cerc în sens orar în jurul feței, începând de la bărbie și apoi trecând în sus pe obrazul stâng și pe frunte. Continuați în jos pe obrazul stâng către bărbie și gât. Repetați această mișcare până când se termină tratamentul.

3 Când se termină tratamentul, atingeți ușor orice reziduuri de esență pentru a le introduce în piele, sau eliminați esența în exces folosind o dischetă din bumbac.

4 Apoi utilizați produsul hidratant pe care îl doriți.

*Pentru masca pentru zona ochilor, glisați în mod delicat de-a lungul conturului ochilor, alternând între ochiul stâng și ochiul drept până la finalizarea tratamentului.



CURĂȚAREA DISPOZITIVULUI UFO mini

Scoateți inelul de fixare de pe dispozitiv și eliminați masca. Deoarece dispozitivul UFO mini este 100% impermeabil, puteți clăti atât dispozitivul UFO mini cât și inelul de fixare cu apă caldă de la robinet. Apoi, atingeți ușor dispozitivul cu un prosop uscat, reatașați inelul de fixare și puneți dispozitivul la loc pe suport.

NOTĂ: Nu utilizați niciodată produse de curățare care conțin alcool, petrol sau acetonă, deoarece acestea pot irita pielea și pot deteriora siliconul.

IMPORTANT PENTRU SIGURANȚĂ OPTIMĂ:

- UFO mini este conceput pentru a fi utilizat numai împreună cu măștile aferente. Niciodată nu este permis ca dispozitivul să fie plasat direct pe piele având a limentarea pornită.
- Dacă suferiți de o afecțiune dermatologică sau aveți orice fel de posibile probleme de natură medicală, consultați un dermatolog înainte de utilizare.
- Utilizarea dispozitivului UFO mini ar trebui să fie confortabilă – dacă simțiți disconfort, opriți imediat utilizarea și consultați un medic.
- Aveți grijă la utilizarea dispozitivului UFO mini în zona din jurul ochilor și nu aduceți dispozitivul în contact cu pleoapele sau cu ochii.
- Din motive ce țin de igienă, nu recomandăm utilizarea dispozitivului dvs. UFO mini cu alte persoane.
- Evitați lăsarea dispozitivului UFO mini în lumina directă a soarelui și nu expuneți acesta niciodată la călduri extreme sau la apă clocotită.
- Este necesară supravegherea atentă atunci când acest dispozitiv este utilizat de, pe, sau în apropiere de, copii sau persoane cu abilități fizice sau psihice reduse.
- Opriți utilizarea dacă acest produs pare deteriorat în orice fel. Acest produs nu conține piese care necesită întreținere.

DEPANARE

Trebuie luate măsuri de precauție în cazul în care există schimbări în ceea ce privește performanțele dispozitivului UFO mini.

Dacă dispozitivul UFO mini nu este activat la apăsarea butonului universal:

- Bateria este goală. Încărcați-vă dispozitivul UFO mini prin încărcător USB până când lumina este constantă. O încărcare completă de 2,5 ore va fi suficientă pentru până la 40 de tratamente.

Dacă UFO mini nu poate fi oprit și/sau butoanele de interfață nu răspund:

- Microprocesorul nu funcționează corespunzător temporar. Apăsăți continuu butonul de alimentare pentru a reporni dispozitivul.

Dacă dispozitivul UFO mini nu se va sincroniza la aplicația FOREO:

- Dezactivați Bluetooth, apoi încercați să vă reconectați.
- Închideți, apoi reporniți aplicația FOREO.

Dacă nu găsiți răspunsul la întrebarea dvs. specifică în secțiunea de depanare, sau dacă aveți alte întrebări privind funcționarea dispozitivului, accesați www.foreo.com/support.

TERMENII ȘI CONDIȚIILE GARANȚIEI

ÎNREGISTRAȚI GARANȚIA

Pentru a activa garanția limitată de 2 ani și garanția de calitate de 10 ani, înregistrați-vă prin intermediul aplicației FOREO.

GARANȚIE LIMITATĂ DE 2 ANI

FOREO garantează acest dispozitiv pentru o perioadă de DOI (2) ANI după data originală de achiziție împotriva defectelor de manipulare sau de materiale care rezultă la utilizarea normală a dispozitivului. Garanția acoperă piesele de lucru care afectează funcționarea dispozitivului. NU acoperă deteriorarea cosmetică rezultată prin uzură obișnuită, sau daunele cauzate în mod accidental, prin utilizare necorespunzătoare sau din neglijență. Orice încercare de a deschide sau de a dezasambla dispozitivul (sau accesoriile aferente) va anula garanția.

Dacă descoperiți un defect și notificați FOREO în timpul perioadei de garanție, FOREO, la discreția sa, va înlocui dispozitivul în mod gratuit. Revendicările efectuate în baza garanției trebuie susținute prin dovezi rezonabile privind faptul că data revendicării este în perioada de garanție. Pentru a vă valida garanția, păstrați bonul original împreună cu aceste condiții de garanție pentru toată durata garanției. Codul de bare din partea de jos a cutiei măștilor garantează autenticitatea măștilor.

Pentru a vă revendica garanția, trebuie să vă autentificați pe www.foreo.com și să selectați apoi opțiunea pentru efectuarea unei revendicări în baza garanției. Costurile de expediere sunt nerambursabile. Această întreprindere este în plus pe lângă drepturile dvs. statutare în calitate de consumator și nu afectează în niciun fel drepturile respective.

GARANȚIE DE CALITATE DE 10 ANI

În continuarea condițiilor Garanției limitate de DOI (2) ani de la FOREO, Garanția de calitate de ZECE (10) ani face deținătorii eligibili pentru achiziționarea unui dispozitiv nou de pe www.foreo.com pentru 50% din prețul listat.

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA


Eliminarea echipamentelor electronice vechi (aplicabil în UE și în alte țări europene cu sisteme separate pentru colectarea deșeurilor).



Simbolul de coș de gunoi tăiat cu un X indică faptul că acest dispozitiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer, ci trebuie aduc la un punct de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Prin asigurarea faptului că acest dispozitiv este eliminat corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor care ar putea fi cauzate de gestionarea necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor va ajuta de asemenea la conservarea resurselor naturale.

Pentru informații suplimentare privind reciclarea dispozitivului dvs., contactați serviciul dvs. local pentru eliminarea deșeurilor sau locul de unde ați achiziționat produsul.

ELIMINAREA BATERIILOR



SPECIFICAȚII

MATERIALE:	Silicon sigur pentru corp și PC + ABS
CULOARE:	Pearl Pink/Mint/Fuchsia
DIMENSIUNE:	72,5 mm x 31,4 mm
GREUTATE:	100 g
BATERIE:	Litiu-ion 1050mAh 3,7V
UTILIZARE:	Până la 40 de utilizări per încărcare
FĂRĂ UTILIZARE:	180 ZILE
FRECVENȚĂ:	180 Hz
NIVEL MAXIM DE ZGOMOT:	<50 dB
INTERFAȚĂ:	1 buton

Precizare: Persoanele care utilizează acest dispozitiv fac acest lucru pe risc propriu. FOREO și comercianții aferenți nu își asumă niciun fel de responsabilitate sau răspundere pentru vătămări sau daune, fizice sau de alt fel, rezultate, în mod direct sau indirect, din utilizarea acestui dispozitiv. Mai mult, FOREO își rezervă dreptul de a revizui această publicație și de a efectua modificări din când în când asupra conținutului acesteia fără obligația de a notifica orice persoane privind aceste revizui sau modificări.

Orice schimbare sau modificare care nu este aprobată în mod expres de partea responsabilă în ceea ce privește conformitatea poate anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul. Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Utilizarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită.

Precizare privind expunerea RF: Acest echipament este în conformitate cu limitele de expunere la radiații ale FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest dispozitiv a fost evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele generale privind expunerea RF. Dispozitivul poate fi utilizat în condiție de expunere portabilă fără restricții.

Modelul poate fi schimbat pentru îmbunătățiri fără notificare.

©2018 FOREO AB. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR ÎN UE: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SUECIA

IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR ÎN SUA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, SUA

FABRICAT PENTRU FOREO AB PROIECTAT ȘI DEZVOLTAT DE FOREO SUECIA.

WWW.FOREO.COM